



ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมวิเคราะห์ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ บุคคลทั่วไป


1 ให้เข้าไปที่เก็บไฟล์สำหรับติดตั้ง Double Click ที่ไฟล์ ThaiHealthBodyPerformanceSetup ดังรูป




2. จะปรากฏหน้าจอเริ่มต้นดังภาพ ให้คลิก Next




3. ต่อไปจะเป็นหน้าจอเลือกตำแหน่งติดตั้งโปรแกรม ให้คลิก Next ซึ่งหากว่าเป็น Folder ที่ยังไม่เคยมีมาก่อน จะมีหน้าจอยืนยันเพื่อสร้าง Folder ให้คลิก Yes




4. กดคลิก Start



5. ปล่อยให้ดำเนินการจนเสร็จ แล้วคลิก Next



6. คลิก Exit เมื่อจบ




7. จากนั้นจะเสร็จสิ้นการติดตั้งไฟล์แรกแล้ว ให้ติดตั้งไฟล์อีกสองไฟล์ โดยคลิก Next จนจบ 2 ไฟล์ คือ


ก) ไฟล์ dotNetFx40_Full_x86_x64



(หมายเหตุ : ใช้ติดตั้งสำหรับ Windows XP หรือ Windows 7 บางเครื่องยังจำเป็นต้องติดตั้งไฟล์นี้ แต่สำหรับ Windows 8 หรือใหม่กว่า หรือเครื่องที่เคยติดตั้งแล้ว จะแจ้งว่ามี Version ใหม่กว่าในเครื่องแล้ว ดังรูปข้างล่าง ก็ให้คลิกปุ่ม Close ข้ามการติดตั้งไปได้)



ข) ไฟล์ CRRuntime_32bit_13_0_18 (หมายเหตุ : ถ้าเคยมีติดตั้งในเครื่องแล้ว ก็ให้ข้ามการติดตั้งไปได้)



เมื่อติดตั้งครบก็เป็นอันเสร็จสิ้น